

DMSSをご利用のお客様は、以下の対応をお願い申し上げます。

- 1.DMSSアカウント登録(サインアップ) (登録用メールアドレスが必要です)
 - 2.デバイス共有(複数のユーザーが同一のデバイスを遠隔視聴する場合のみ)
- 設定方法は以下のとおりです。

1. DMSSアカウント登録(サインアップ)



- ① DMSSアプリを起動すると、ログイン画面が表示されます。「サインアップ」をタップします。
- ② 「メール/電話番号」の欄に、登録するメールアドレスを入力します。「パスワード」の欄に、DMSSアカウント用の任意パスワードを入力します。入力を終わったら「検証コードを取得」をタップします。
- ③ 右上のアイコンと同じ種類のイラストが3枚ありますので、タップします。
- ③ 登録するメールアドレスに検証コードが届きます。「検証コードを入力してください」の画面にて、メールが届いてから15分以内に入力するとアカウント登録が完了します。

Dear DMSS user:

Thank you for using DMSS, your verification code is: 862008

This code is for user registration ONLY, valid in 15 minutes.

This code is necessary for identification, so please do not disclose it to others.

This is an automatic mail sent by system. Please do not reply. Thank you again for choosing us. Please enjoy.

2. デバイス共有

アカウント登録&ログイン済みで、デバイスを最初に新規登録したユーザーが「デバイス管理者」となり、他のアカウントで同一のデバイスを登録する際、「デバイス管理者」のデバイス共有操作が必要となります。

ユーザー種別	デバイスの権限	デバイスの共有方法
最初にデバイス登録したユーザー (ユーザーA)	管理者	管理者のため共有する側です。(許可者)
ユーザーA と同一デバイスを追加するユーザー (ユーザーB)	ユーザー	管理者からデバイス共有を受ける必要があります。 (アカウント登録必須)

設定方法につきましては下記を参照ください。

<https://www.mothersool.co.jp/downloads/遠隔視聴アプリ-dmss-アカウント登録に関するお知らせ/>

2-1. QR コード共有

デバイス管理者側のスマートフォン・タブレットの操作方法



① ホーム画面にて、共有する機器の「…」アイコンをタップします。



② 「デバイスの詳細」をタップします。



③ デバイス名称の右側にある「>」アイコンをタップします。



④ 「ラベル」をタップします。



⑤ QR コードが表示されますので、デバイス共有を行うスマートフォン・タブレットで読み込みます。

デバイス管理者側のスマートフォン・タブレットの操作方法



起動したカメラで、デバイス管理者の端末で表示したQRコードを読み取ると、デバイス共有を完了します。

- ① アカウント登録を行い、「ホーム」画面右上の+アイコンをタップします。
- ② 「QRコードをスキャンしてください」をタップし、カメラ画面を起動します。

2-2. 共有アカウントのメールアドレスの許可 デバイス管理者のアカウントから操作します。



- ① ホーム画面にて、デバイス共有する機器の「…」アイコンをタップします。
- ② 「デバイスを共有する」をタップします。
- ③ 「デバイスを共有する」をタップします。
- ③ 「メール/電話番号」の欄に共有するアカウントのメールアドレスを入力し、共有をタップします。
デバイス共有するユーザーに自動的にデバイス情報が追加されます。